



JPS製品カタログ

ピアス穿孔器
巻き爪矯正器

2021₋₂

弊社がロング軸ファーストピアスを推奨する理由

日本人の成人の実に76.9%は耳たぶの厚さが6mm以上あるとされています。世界基準である6mmの有効軸長は実は日本人には短すぎるのです！



出典：日本美容外科学会解放Vol.18 No.3より

【簡単に耳厚を測定する方法があります】



写真のように6mmに裁断された厚紙を耳に差し込みます。厚紙が落下しなければ耳たぶが6mm以上ありロングタイプ (有効軸長8mm) が適応となります。

※無料

ピアスホールをトラブルなく完成させるキーポイントは「どのようなピアスを選択し、どのようにアフターケアを行なうか」にあります。

- ① 部位に適した「長さ」と「太さ」であること。
- ② アレルギー対応の素材であること。
- ③ 穿孔後にピアスホールを圧迫しない十分な軸の長さ (有効軸長) を有していること。
- ④ アフターケアは専用の消毒ジェルを使用すること。

【一般的なファーストピアスのスペック】

◆有効軸長

日本人は欧米人に比べ相対的に耳たぶが厚く、成人の76.9%は6mm以上の厚さがあるとされています。ピアスやキャッチのくいこみ・締め付けによるトラブルを回避するため、6mm~8mmが主流です。ボディ用は部位の形状や硬さに応じて、6mm~18mmと幅があります。

◆穿孔針の太さ

耳たぶ用では0.8mm (20G) ~1.2mm (16G) が主流です。ボディ用は部位の形状や硬さによって異なりますが、概ね1.6mm (14G) です。鼻用だけは例外的に1.0mm (18G)です。

◆材質

医療用ステンレスまたは、その表面に純金処理を施したものが一般的です。金属アレルギー対応として、チタン素材や樹脂素材もあります。



目次

ピアスガン&セーフティスタッドP.4

| | |
|-----------------------------|----------|
| ピアスガン |P.4 |
| セーフティスタッド (ピアスガン専用ファーストピアス) |P.5 |

ピアッサーP.6

| | |
|---------------------|----------|
| セーフティピアッサー 耳たぶ用 |P.7 |
| セーフティピアッサー ボディ用 |P.8 |
| セーフティピアッサー SYSTEM75 |P.9 |

滅菌済みセカンドピアスP.10

穿孔補助器P.11

| | |
|-----------------|-----------|
| ピアッサー専用ハンドル |P.11 |
| ボディピアッシング用ピンセット |P.11 |
| マーキングペン |P.11 |
| ピンセットの使い方 |P.11 |

アフターケア製品P.12

| | |
|-----------------|-----------|
| シリコンチューブ |P.12 |
| ダイレーター |P.12 |
| プラスジェルKS |P.13 |
| クリアワークス |P.13 |
| アクセサリーケアソリューション |P.13 |
| メタルコート |P.13 |

販促ツールP.14

巻き爪矯正器P.15

ピアスガン

ピアスガン

ガンタイプのピアス穿孔器です。滅菌済の専用ファーストピアスであるセーフティスタッドを手で触れることなく取り付け穿孔を行なうことができます。

品番：SP2

- ◆ピアスガン 1台
- ◆各ピアスヘッドサイズ対応アダプター 4種
- ◆アダプター交換用クリップ 3種
- ◆練習用セーフティスタッド 1ペア
- ◆練習用耳模型 1個
- ◆マーキングペン 1個




管理医療機器
販売名：UNIVERSAL INSTRUMENTキット
227ADBZX00191000
JMDNコード：12989002

【各パーツ名称】



QRコードから説明動画をご覧いただけます
www.jps.ac/sp2



セイフティスタッド

スタンダード (有効軸長6mm/軸径16G)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 1月 ガーネット | M101YS | R101YS | M101WS | R101WS | キュービック | M100YS | R100YS | L100YS | M100WS | R100WS | L100WS |
| 2月 アメジスト | M102YS | R102YS | M102WS | R102WS | 円筒 ダイヤモンド | M204YS | R204YS | | M204WS | R204WS | |
| 3月 アクアマリン | M103YS | R103YS | M103WS | R103WS | 円筒 | M200YS | R200YS | | M200WS | R200WS | |
| 4月 ダイヤモンド | M104YS | R104YS | M104WS | R104WS | スター | M501YS | R501YS | | M501WS | R501WS | |
| 5月 エメラルド | M105YS | R105YS | M105WS | R105WS | ハート | M502YS | R502YS | | M502WS | R502WS | |
| 6月 アレキサンドライト | M106YS | R106YS | M106WS | R106WS | ハート ダイヤモンド | | | | | R502-4WS | |
| 7月 ルビー | M107YS | R107YS | M107WS | R107WS | クロス ダイヤモンド | | | | | R503-4WS | |
| 8月 ペリドット | M108YS | R108YS | M108WS | R108WS | フラワー ダイヤモンド | | | | | R508-4WS | |
| 9月 サファイア | M109YS | R109YS | M109WS | R109WS | | | | | | | |
| 10月 ローズ | M110YS | R110YS | M110WS | R110WS | | | | | | | |
| 11月 トパーズ | M111YS | R111YS | M111WS | R111WS | | | | | | | |
| 12月 ブルージルコン | M112YS | R112YS | M112WS | R112WS | | | | | | | |

ロング (有効軸長8mm/軸径16G)

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R101YL | R102YL | R103YL | R104YL | R105YL | R106YL |
| R107YL | R108YL | R109YL | R110YL | R111YL | R112YL |
| R204YL | R200YL | R104WL | R204WL | | |

チタンロング (有効軸長8mm/軸径16G) 金属アレルギー対応

| | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| R101TL | R102TL | R103TL | R104TL | R105TL | R106TL |
| R107TL | R108TL | R109TL | R110TL | R111TL | R112TL |
| R200TLY | R200TL | | | | |

チタンスタンダード (有効軸長6mm/軸径16G) 金属アレルギー対応

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| R104TY | R204TY | R200TY | R104TW | R200TW | ※純チタン処理 医療用ステンレス |
| R204TW | M200TW | ※純チタン | | | |

スワロフスキー社製ストーン使用



【軸の素材】

- WS・WL … 医療用ステンレス
- YS・YL … 純金処理医療用ステンレス
- TW・TY・TL・TLY … 純チタン処理医療用ステンレス

【ヘッドサイズ】

- ラージ (L) … 5mm
- レギュラー (R) … 4mm
- ミニ (M) … 3mm

管理医療機器
販売名: UNIVERSAL INSTRUMENTキット
227ADBZX00191000
JMDNコード: 12989002



ピアッサー

セイフティピアッサー ー日本専用仕様ー

詳しくはP.7~8をご覧ください

ファーストピアスが装填された単回使用の滅菌済穿孔器です。
耳たぶはもちろん、耳軟骨、鼻、へそ、眉専用など、特殊な形状の商品も取り揃えております。
装填されたファーストピアスの軸径は16Gまたは14Gです。1個単位で注文を承ります。

16G : 1.2mm 14G : 1.6mm



「5」で始まる品番は30年続いている定評の製品、「7」で始まる品番は新製品です。
装填されているピアスは同じですが、指の滑り止めが強化され、ピアッシングの音も小さくなりました。
落下部品もありません。


管理医療機器
販売名：セイフティピアッサー
20700BZY00497000
JMDNコード：12989002

セイフティピアッサー(SYSTEM75) ー世界標準仕様ー


詳しくはP.9をご覧ください

ファーストピアスが装填された単回使用の滅菌済穿孔器です。
軸径が20Gと細いため穿孔時の痛みが少なく、デザイン性が高いのが特徴です。
ペア (2個) 単位で注文を承ります。

20G : 0.8mm



管理医療機器
販売名：セイフティピアッサー
20700BZY00497000
JMDNコード：12989002



セイフティピアッサー (耳たぶ)

ロング (有効軸長8mm/軸径16G)

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 1月 ガーネット | 5M101YL 7M101YL | 5M101WL 7M101WL | パール | 5M1301WL 7M1301WL | 5M1301YL 7M1301YL | オニキス | 5M1307WL 7M1307WL |
| 2月 アメジスト | 5M102YL 7M102YL | 5M102WL 7M102WL | ボール | 5M300WL 7M300WL | 5M300YL 7M300YL | フルムーン | 5MF506WL 5MF506YL |
| 3月 アクアマリン | 5M103YL 7M103YL | 5M103WL 7M103WL | ハート | 5MF502WL | 5MF502YL | スター | 5MF501WL 5MF501YL |
| 4月 ダイヤモンド | 5M104YL 7M104YL | 5M104WL 7M104WL | | | | | |
| 5月 エメラルド | 5M105YL 7M105YL | 5M105WL 7M105WL | | | | | |
| 6月 アレキサンドライト | 5M106YL 7M106YL | 5M106WL 7M106WL | | | | | |
| 7月 ルビー | 5M107YL 7M107YL | 5M107WL 7M107WL | | | | | |
| 8月 ペリドット | 5M108YL 7M108YL | 5M108WL 7M108WL | | | | | |
| 9月 サファイア | 5M109YL 7M109YL | 5M109WL 7M109WL | | | | | |
| 10月 ローズ | 5M110YL 7M110YL | 5M110WL 7M110WL | | | | | |
| 11月 トパーズ | 5M111YL 7M111YL | 5M111WL 7M111WL | | | | | |
| 12月 ブルージルコン | 5M112YL 7M112YL | 5M112WL 7M112WL | | | | | |

【軸の素材】
YL…純金処理医療用ステンレス
WL…医療用ステンレス

【ヘッドサイズ】
ミニ(M) …3mm
レギュラー(R) …4mm

透明 (有効軸長8mm/軸径14G) 金属アレルギー対応




5RF506CL
7RF506CL
医療用ポリカーボネイト

スタッド・キャッチが透明のため目立ちにくい作りです。耳軟骨への使用も可能です。




スーパーロング (有効軸長10mm/軸径14G)



5R300WB
医療用ステンレス

この隙間がケアを容易にし
トラブルを防ぎます



バーベル (有効軸長9mm/軸径12G・14G)



5B9W-12G



5B9W-14G

医療用ステンレス

耳たぶや軟骨に対し、一度で大きい穴を開けたい方のためのピアッサーです。キャッチがボールタイプのため引っかかりにくい仕様となっております。

チタンロング (有効軸長8mm/軸径16G) 金属アレルギー対応

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 5M101ZL 7M101ZL | 5M102ZL 7M102ZL | 5M103ZL 7M103ZL | 5M104ZL 7M104ZL | 5M105ZL 7M105ZL | 5M106ZL 7M106ZL | 5M107ZL 7M107ZL | 5M108ZL 7M108ZL | 5M109ZL 7M109ZL | 5M110ZL 7M110ZL | 5M111ZL 7M111ZL | 5M112ZL 7M112ZL | 5M1301ZL 7M1301ZL | 5M300ZL 7M300ZL | |
| 7M201TL | 7M202TL | 7M203TL | 7M204TL | 7M205TL | 7M206TL | 7M207TL | 7M208TL | 7M209TL | 7M210TL | 7M211TL | 7M212TL | 7M301TL | 7M307TL | 5M300TL 7M300TL |

【軸の素材】 ZL…純チタン処理医療用ステンレス TL…純チタン

【ヘッドサイズ】ミニ (M) …3mm

スタンダード (有効軸長6mm/軸径16G)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5M201WS | 5M202WS | 5M203WS | 5M204WS | 5M205WS | 5M206WS | 5M207WS | 5M208WS | 5M209WS | 5M210WS | 5M211WS | 5M212WS | 5M301WS | 5M300YS | 5M300WS |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

【軸の素材】 WS…医療用ステンレス YS…純金処理医療用ステンレス

【ヘッドサイズ】ミニ (M) …3mm

セーフティピアッサー (ボディ用)

QRコードからピアッシング動画をご覧いただけます

軟骨対応 (有効軸長8mm/軸径14G)

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5M103WC 7M103WC | 5M104WC 7M104WC | 5M110WC 7M110WC | 5M1301WC 7M1301WC | 5M300YC 7M300YC | 5M300WC 7M300WC | 5M300ZC 7M300ZC |
| | | | | | | |
| 7M203TC | 7M204TC | 7M210TC | 7M301TC | 7M300TC | 全金属アレルギー対応 | |
| | | | | | | |

【軸の素材】 WC…医療用ステンレス YC…純金処理医療用ステンレス ZC…純チタン処理医療用ステンレス TC…純チタン

トラガス対応 (有効軸長6mm/軸径14G)

金属アレルギー対応

5FB6T

純チタン

鼻対応 (有効軸長8mm/軸径18G)

※先太・キャッチ無

金属アレルギー対応

5S204WTN

5S300WTN

純チタン

唇対応 (有効軸長10mm/軸径14G)

金属アレルギー対応

5FB10T

純チタン

へそ・まゆ対応 (有効軸長12mm/軸径14G)

金属アレルギー対応

5NB300T

純チタン

舌対応 (有効軸長18mm/軸径14G)

金属アレルギー対応

5B18T

純チタン

ストレートニードル (軸長25mm/軸径14G)

5NS25W

医療用ステンレス

本品はニードルのみで、ピアスは装填されていません。下記のバーベルピアスからお選びください。

ストレートニードル対応：へそ用バーベル (軸長12mm/軸径14G) 金属アレルギー対応

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| QH400T | シングルストーン QH403T | ダブルストーン QH503T | シングルストーン QH404T | ダブルストーン QH504T | シングルストーン QH410T | ダブルストーン QH510T |
| | | | | | | |

ストレートニードル対応：へそ・まゆ・軟骨・トラガス用バーベル (軸径14G) 金属アレルギー対応

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| カーブドバーベル 純チタン | QC406T (軸長6mm) | QC408T (軸長8mm) | QC412T (軸長12mm) | ストレートバーベル 純チタン | QS406T (軸長6mm) | QS408T (軸長8mm) | QS410T (軸長10mm) | QS414T (軸長14mm) |
| | | | | | | | | |
| サーキュラー バーベル 純チタン | QB101T (内径12mm) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【軸長の目安】
6mm …トラガス
8mm以上…へそ・まゆ・軟骨

セイフティピアッサー (SYSTEM75)

スタンダード (有効軸長6mm/軸径20G)

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 1月 ガーネット | 7511-0101 | 7512-0101 | 9月 サファイア | 7511-0109 | 7512-0109 |
| 2月 アメジスト | 7511-0102 | 7512-0102 | 10月 ローズ | 7511-0110 | 7512-0110 |
| 3月 アクアマリン | 7511-0103 | 7512-0103 | 11月 トパーズ | 7511-0111 | 7512-0111 |
| 4月 ダイヤモンド | 7511-0104 | 7512-0104 | 12月 ブルーシロン | 7511-0112 | 7512-0112 |
| 5月 エメラルド | 7511-0105 | 7512-0105 | キュービック | 7511-0100 | 7512-0100 |
| 6月 アレキサンドライト | 7511-0106 | 7512-0106 | パール | 7531-0673 | |
| 7月 ルビー | 7511-0107 | 7512-0107 | ボール | 7531-0300 | 7532-0300 |
| 8月 ペリドット | 7511-0108 | 7512-0108 | | 7511-0300 | 7512-0300 |

ロング (有効軸長8mm/軸径20G)

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| キュービック | 7542-0100 | |
| ボール | 7561-0300 | 7562-0300 |
| | 7541-0300 | 7542-0300 |

チタンスタンダード (有効軸長6mm/軸径20G)

金属アレルギー対応

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| ダイヤモンド | 7533-0204 | 7513-0204 |
| オニキス | 7513-0225 | |
| ボール | 7533-0300 | 7513-0300 |

【軸の素材】

金色 …純金処理医療用ステンレス
 銀色 …医療用ステンレス
 チタン…純チタン

海外取寄せ スタンダード (有効軸長6mm/軸径20G)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| キュービック | 7511-0150 | 7512-0150 | 7511-0260 | 7512-0260 | 7511-0400 | 7512-0400 | スター | 7511-0501 | 7512-0501 |
| | 7511-0401 | 7512-0401 | 7511-0402 | 7512-0402 | 7512-0450 | 7522-0160 | | 7511-5014 | 7512-5014 |
| レインボー | 7511-0115 | 7512-0115 | | | | | ハート | 7511-0502 | 7512-0502 |
| ダイヤモンド | 7511-0204 | 7512-0204 | | | | | | 7511-5024 | |
| ファイヤー ボール | 7522-0303 | 7522-0304 | 7522-0310 | 7522-0328 | | | クロス | 7512-0503 | |
| デイズ | 7511-6004 | 7512-6004 | 7512-6301 | | | | フープ | 7511-0921 | 7512-0921 |
| その他 | 7511-0205 | 7511-0207 | 7511-0209 | 7511-0301 | 7511-0307 | | | | |
| | 7512-0128 | 7512-0139 | | | | | | | |

※こちらのピアスは米国からの取寄せとなります。納期は2~4週間です。

滅菌済セカンドピアス (アクセサリー用)

このような患者様にオススメです

◆しばらくピアスをしていなかったらピアスホールがふさがった！

「ピアスホールがふさがった」という相談の多くは、後ろ側のピアスホールの出口に薄皮が張っているケースがほとんどです。ニードルで再度開通させ、安定するまでスリーパーでケアをしてください。
※化膿している場合はシリコンチューブをご使用ください。

◆ピアスホールが小さいので少しだけ広げたい

14G・16G・18Gの軸をご用意しております。お好みに合わせてご案内ください。

◆運動時や睡眠時ピアスが引っ掛かりトラブルに

ピアスのヘッドやキャッチが、服や枕に引っ掛かりトラブルになるケースが非常に多く報告されています。リング状のスリーパーであれば引っ掛かる心配はありません。

| スリーパー | 内径8mm | 内径10mm | 内径12mm |
|-----------------|--|---|--|
| 軸径14G (軟骨用) | S8Y14G  | S10Y14G  |  |
| | S8W14G  | S10W14G  | |
| 軸径16G (耳たぶ用) |  | S10Y16G  | S12Y16G  |
| | | S10W16G  | S12W16G  |

【軸の素材】 金色…18K処理医療用ステンレス 銀色…医療用ステンレス

※1個入り

| キャプティブ <small>金属アレルギー対応</small> | 内径8mm | 内径10mm | 内径12mm |
|---------------------------------|---|--|---|
| 軸径14G | QB007T  | QB008T  | QB009T  |
| 軸径16G | QB004T  | QB005T  | QB006T  |
| 軸径18G | QB001T  | QB002T  | QB003T  |

【軸の素材】 純チタン

※写真等は実物大ではありません

穿孔補助器

ピアッサー専用ハンドル

ピアッサーは単体でもご使用いただけますが、専用ハンドルに取り付けることで、ピアッサーをしっかりと握りしめることができ、より安定したピアッシングを行なうことができます。

品番: 7596-7101

※セーフティピアッサー(5Mシリーズ)、SYSTEM75対応

※セーフティピアッサー(7Mシリーズ) 使用不可

※SYSTEM75は、滅菌パックに入ったままの状態

ハンドルに取り付けることができます。



ボディピアッシング用ピンセット

ボディピアッシング時に皮膚を固定する器具です。皮膚を固定することで、希望位置に正確な穿孔をすることができます。



ステンレス製ピンセット
長さ: 9.5cm
品番: PIN



プラスチック製ピンセット
長さ: 7.5cm
品番: PC



マーキングペン
品番: PEN

【トラガス編】



- ①マーキングペンで穴を開けたい位置にマーキングしてください。
- ②ピンセットでトラガスを挟んで、内側にめくりまします。
- ③ピアッシングを行なってください。

【へそ編】



- ①定規を使ってマーキングペンで写真のように線を書いてください。(マーキングの仕方参照)
- ②中心線で折り返すように皮膚をつまみあげ、入口と出口が背中合わせになるようにピンセットをはさんでください。
- ③ピアッシングを行なってください。

【まゆ編】



- ①定規を使ってマーキングペンで写真のように線を書いてください。(マーキングの仕方参照)
- ②中心線で折り返すように皮膚をつまみあげ、入口と出口が背中合わせになるようにピンセットをはさんでください。
- ③ピアッシングを行なってください。

マーキングの仕方



- ①立った状態で線を引く→赤
 - ②横になった状態で線を引く(皮膚がのびた状態)→青
- こちらの図は5NS25Wを使用した場合の入口と出口です。
5NB300Tを使用した場合は入口と出口が反対になります。

プラスチック製ピンセットの特徴




ピンの持ち手部分にくりぬき孔があり、これ一つで簡単にマーキングすることができます。

アフターケア製品

シリコンチューブ

ピアッシング後のトラブル時にピアスホールを塞がずに患部を処置するための補助チューブです。
ピアストラブルにより膿瘍が発生した際は、速やかな排膿と効果的なドレナージが必要となりますが、リング状に結んだ柔らかいチューブがドレーンの役割を果たします。



※滅菌済（再滅菌はオートクレーブ可能）


- ①耳たぶ用品番：SEC(16G)
- ②ボディ用品番：SEC(14G)
- 長さ：≒14cm
- 10本入

【シリコンチューブによるリングの作り方】

- ①  拡張器を使用し、チューブをピアスホールに通します。
- ②  シリコンチューブをカットします。
- ③  リング状に外科結び（男結び）します。

ステンレスダイレーター

シリコンチューブ専用のダイレーターです。
形状がテーパ状になっており、小さなピアスホールにも柔らかいシリコンチューブをスムーズに挿入することができます。



- ①耳たぶ用1本 品番：SSD16G
- ②ボディ用1本 品番：SSD14G
- ③耳たぶ用2本+ボディ用2本セット 品番：SSDSET
- 長さ≒6.3cm

※未滅菌（オートクレーブ可能）

一般医療機器
販売名：JPSダイレーター
13B1X10171000002
JMDNコード：70969001

アフターケア製品

プラスジェルKS ー毎日のケアー

【ピアッシング後に】

穴あけ後、上皮化が完了するまでのおよそ4～6週間はピアスを装着したままケアを行ないます。ピアスホール内のピアス軸に接している創面をケアすることは容易ではありませんがプラスジェルKSは液だれせず、写真のようにピアス軸にしっかりまわり付くためピアスを前後に動かすことで消毒剤がホール内に入り込み創面をしっかり消毒することができます。



【ピアスホール完成後に】

■ピアスの挿入がスムーズに

ジェルをつけることでピアスがホールに入りやすくなり、完成したばかりのデリケートなピアスホールを傷付けることはありません。


■毎日のお手入れに

ホール完成後もジェルでピアスホールの中をしっかり消毒し、ホールを清潔に保ちます。

■ピアスクリーナーに

ジェルをピアスの軸につけてもみ洗いすれば、ピアスの消毒にもなります。

入浴前に1日1回、ピアスの軸の部分にプラスジェルを塗り、①・②のように前後にピアスを動かします。入浴後はピアスを③のように前後に動かしプラスジェルを洗い流します。最後に水分を綿棒で拭き取ってください。



品番：G4
指定医薬部外品 20ml×10本入

成分：ベンザルコニウム塩化物 0.05%
添加物：ヒドロキシプロピルセルロース
グリセリン、精製水

クリアワークス ーピアスホール完成後間もない方の練習用としてー

【耳たぶ対応 18G】 有効軸長：8mm ヘッドサイズ：3mm

C300
ボール×8
フルムーン×8



C501
スター×8
フルムーン×8



C502
ハート×8
フルムーン×8



C506
フルムーン×16



【ボディ対応 14G】 ヘッドサイズ：2mm

C14G
有効軸長：7mm×2



取扱い中止

キャッチ無しでも外れにくいミニバーベルタイプ

- ◆透明で目立ちません
- ◆医療用ポリプロピレン製

その他

アクセサリーケア
ソリューション
60ml
品番：ACS

取扱い中止

アクセサリーアルコールを含みます、プラスチックの変形もさせないため、安心してお使いいただけます。



メタルコート
金属アレルギー防止液
7ml
品番：MC

金属イオンを封じ込め、アレルギーによる炎症を防ぐ樹脂コート剤です。



※写真等は実物大ではありません

販促ツール

ディスプレイ

新規お取引のお客様にディスプレイを1台ご提供いたします。 ※2台目以降は作成費用を頂戴いたします。



※イメージ画像 施設名とロゴをお入れいたします



サイズ：≒22cm×17.5cm スタンド・壁掛け対応

「はじめてのピアス」&アフターケア説明書 —ピアッシング後の患者様に—

ピアスホールが完成するまでの注意点やアフターケアについて説明しています。ピアッシング後の患者様にお配りください。



「はじめてのピアス」には、提携医院の記載がございます。掲載ご希望の場合は、担当者までお問い合わせください。

院内用ポスター (サイズ:A4またはA3)

HP掲載用素材データ

希望されるお客様にご提供いたします。



巻き爪矯正器

まきづめリフトPRO

クリップ部分を爪の先端部に装着、固定し、爪の裏側に配置した形状記憶合金製ワイヤーの復元力により、巻き爪や変形爪の形状を矯正し、痛みの軽減や改善を行うための器具です。

また、まきづめリフトは、装着後にワイヤーを切断するため、先端で切断できるタイプのニッパーが必要です。装着後はニッパーの先端を爪裏に差し込むようにして、爪からはみ出さない長さにワイヤーを切断してください。



品番：ML4WF
1パック（2個入り）ヤスリ付き
長さ：3cm
ワイヤー：チタン・ニッケル合金
被覆樹脂：フッ素樹脂
クリップ：SUS304ステンレスバネ合金



孔をあけないので爪が割れることなく瞬時に矯正できます。

【装着動画】



www.jps.ac/ml4

一般医療機器
販売名：まきづめリフト
13B1X10171000004
JMDNコード：16210000

補助製品（他社供給品にて写真と異なる商品に変更することがあります）



光硬化ジェル
品番：MLG

爪が割れたりワイヤーが爪から脱落するのを防止します。



LEDブルーライト
品番：MLL

塗布したジェルを1分程度で硬化させます。



まきづめリフト用
マイクロニッパー・プロ
(まきづめリフト取り外し器具付き)
品番：NP3

先端で確実に形状記憶合金を切断できます。



クランプ
品番：MLCP

フリーエッジがない場合にはまきづめリフトを表掛けしますが、その際、ゆびの根本を縛ると痛みを感じません。クランプは縛る紐を固定するのに便利です。



新商品

まきづめヤスリ
品番：MLY

ヤスリ部分は「ダイヤモンド粒子」加工で爪をしっかりと削り、まきづめリフトのクリップを押し込むのにも使えます。さじ部分は爪アカも掃除でき、まきづめリフトのクリップを簡単に外せます。



スターターセット
品番：MLSS

まきづめリフトPRO×5
光硬化ジェル×1
LEDブルーライト×1
マイクロニッパー・プロ×1

まきづめワイヤー

爪の先端に小孔をあけて矯正する従来の方法に用いる形状記憶ワイヤーです。長すぎず短すぎずの使いやすい7cmをご用意しました。太さは、0.35mm 0.4mm 0.45mm 0.5mm 0.55mm 0.6mmの6種類。

【ワイヤー単独】

MW35：0.35mmx70mm 4本セット
MW40：0.40mmx70mm 4本セット
MW45：0.45mmx70mm 4本セット
MW50：0.50mmx70mm 4本セット
MW55：0.55mmx70mm 4本セット
MW60：0.60mmx70mm 4本セット



一般医療機器
販売名：まきづめワイヤー
13B1X10171000007
JMDNコード：38144000

【フッ素樹脂で包んだワイヤー】

MT40：0.40mmx70mm 4本セット
MT45：0.45mmx70mm 4本セット
MT50：0.50mmx70mm 4本セット



ワイヤー単独に比べて滑りにくく、保険適用の陥入爪にも使用できます



【装着動画】



www.jps.ac/mt50

使用している器具については別途お問い合わせください。

【ご注文方法・お問い合わせ】

ご注文はFAXまたはE-mailにてお送りください。

FAX：03-5992-0762

E-mail：medical@jps.ac

※掲載の商品は予告なしに変更する場合があります。

JPS株式会社 メディカル事業部

〒112-0014 東京都文京区関口1-24-8-3F

TEL：03-5992-3741 FAX：03-5992-0762

